

## DESCRIPCIÓN

Mascarilla tipo quirúrgica de triple capa de filtración en polipropileno no tejidos (SMS) = (25g Spun-bond + 25g Meltblow + 25g Spunbond) para reducir la diseminación de microorganismo, hipoalergénicos, sin fibra de vidrio y libre de látex. Suave, ligera y confortable. Doble banda elásticas en forma de lazo para ajustar en el pabellón auricular, clip nasal de suave ajuste.

## DATOS GENERALES

**Código:**

MC50B

**Modelo:**

Mascarilla Tipo Quirúrgica

**Color:**

Azul

**Marca:**

Industrial Safety Product

**Material:**

Polipropileno (SMS)

**Capas:**

3 Capas de 25 gramos c/u

**Empaque:**

50/1 dispensador

**País de Fabricación:**

China

## APLICACIÓN

Comúnmente se utiliza en la fabricación de productos electrónicos, salas blancas, restaurantes, hoteles, bares, industrias alimenticias, clínicas, hospitales e industrias farmacéuticas.



## Mascarilla Desechable MC50

### ADVERTENCIAS, INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

- 1 - Esta mascarilla es de un solo uso, favor no reusar.
- 2 - Evite el uso si encontró la mascarilla fuera del empaque.
- 3 - Se recomienda cambiar las mascarillas cada 4 horas, o después de su uso en áreas contaminadas.
- 4 - Descarte inmediatamente si observa contaminación, humedad, o cuando note algún desperfecto que pudiera comprometer su efectividad.
- 5 - Deseche correctamente en los recipientes destinados para los fines en su instrucciones.
- 6 - No lavar